

Reinigungs-/ Desinfektionsmittel Verträglichkeit mit Stamskin und Batyline - Stand 21.06.2016

Produkt	Desinfektionsmittel	Hersteller	Lösungskonz.	MLI	Testverlauf	Eignung	Datum
Bacillol 30 Foam	Ja	Bode Chemie	Rein	180a 180b	Bei längerer Anwendung, leichte Verhärtung Vergilbung mit der Zeit	Ok, gut abwaschen Nok	19.04.12
Kohrsolin FF	Ja	Bode Chemie	Rein	181a 181b	Bei längerer Anwendung, Verhärtung Bei längerer Anwendung, leichte Verhärtung	+/-, gut abwaschen Ok, gut abwaschen	
Incidin Extra N	Ja	Ecolab	0.5%	182a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	03.12.12
ClearSurf	Ja	Fresenius Medical Care	1%	183a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	03.12.12
Frekanol N	Ja	Fresenius Medical Care	Rein	184a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	03.12.12
Surfa'Safe	Ja	Laboratoires Anios	Rein	185a 185b	Ok, Oberfläche leicht fettig bei längerer Anwendung Ok	Ok Ok	02.07.12
WIP Anios Premium	Ja	Laboratoires Anios	Rein	186a	Ok	Ok	13.09.12
Nettoyant Désinfectant Multisurface	Ja	Laboratoires Anios	Rein	187a	Ok, Oberfläche leicht fleckig	Ok	13.09.12
X-Spray	Nein	Laboratoires Anios	Rein	188a	Verhärtung	Nok	13.09.12
All Clean	Ja	Joli	Rein	189a 189b	Ok	Ok Ok	03.03.12
Antifect Extra	Ja	Schülke +	Rein	190a 190b	Ok	Ok Ok	
Terralin Protect	Ja	Schülke +	Rein	191a 191b	Oberfläche leicht fleckig und Verhärtung Ok, leichte Verhärtung	Nok Ok	11.01.13
Incidin Rapid	Ja	Ecolab	5%	192 a 192 b	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung Gelbe Verfärbung	Nok Nok	
Optisal N	Ja	Dr Schumacher	5%	193 a 193 b	Oberfläche fleckig, Starke gelbe Verfärbung	Ok Nok	15.02.13
Detergent Disinfectant Surfaces Hautes (DDSH)	Ja	Laboratoires Anios	Rein	194 a 194 b	Oberfläche leicht fleckig Gelbe Verfärbung	Ok Nok	
Mousse Detergente des surfaces	Ja	Laboratoires Anios	Rein	195 a 195 b	Oberfläche leicht fleckig Leichte gelbe Verfärbung	Ok Ok	15.02.13
Safe Sept	Ja	Henry Schein	Rein	196 a 196 b	Oberfläche fleckig, Starke gelbe Verfärbung	Nok Nok	
Pro Pad	Ja	DKL GmbH	Rein	197 a 197 b	Oberfläche leicht fleckig Gelbe Verfärbung	Ok Nok	15.02.13
Power Clean	Ja	DKL GmbH	Rein	198a 198b	Leichte Verfärbung, Verhärtung Leichte Verfärbung, Verhärtung	Nok Nok	
Diesin HG	Ja	ECOLAB	2%	199a 199b	Leichte Rückstand Starke Verfärbung	Ok Nok	28.06.13
Dishguard 72	Ja	ECOLAB	5%	200a 200b	Ok Ok	Ok Ok	
Globaclean	Ja	Globasid	40%	201	Ok Ok	Ok, gut abwaschen Ok, gut abwaschen	9.09.13
Rheosept	Ja	Wachendorff-Chemie	Rein	202	Ok	Ok, gut abwaschen	

FD 366	Nein	Dürr Dental	Rein	203	OK	OK, gut abwaschen	25.09.13
FD 360	Ja	Dürr Dental	Rein	204	ölige Rückstände auf Stamskin, Batyline ok	Nok	25.09.13
Oxivir Plus Spray	Ja	Diversey	Rein	205	starke Vergilbung + Verhärtung auf Bayline, Stamskin ok	ok / Nok	3.12.13
Hüsella top fit	Nein	Hüser van Zwoll	Rein	206	weisse Rückstände, starke Verhärtung	Nok	3.12.13
Mikrobac forte	Ja	Hartmann	Rein	207	Ok	Ok, gut abwaschen	15.4.14
Dismozon pur	Ja	Hartmann	10%	208	Ok	Ok, gut abwaschen	15.4.14
Surface Sanitizer	Ja	Kay Chemical	Rein	209	Ok	Ok, gut abwaschen	16.9.14
Dismozon Plus	Ja	Hartmann	5%	210	Ok	Ok, gut abwaschen	10.7.15
Biguacid-S	Ja	Antiseptica	HDZ / Konzentrat	211	Konzentrat nicht ok, HDZ Mischung ok	Konzentrat ok, gut abwaschen	10.7.15
Kodan wipes	Ja	Schülke	Tücher	212	Weisse Rückstände, nicht abwaschbar	Nok	10.7.15
Terralin Protect INT	Ja	Schülke	5%	213	Ok	Ok, gut abwaschen	22.2.16
Terralin Protect INT	Ja	Schülke	0.5%	214	Ok	Ok, gut abwaschen	22.2.16
Clese Pure	Ja	Kleiser	Rein	215	Ok, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	8.3.16
Biguacid Liquid	Ja	Antiseptica	Rein	216	Nicht ok, starke Verhärtung	Nok	8.4.16
Maya Soft	Nein	CWK/SCS	10 %	217	Ok, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	10.5.16
SteriMax Wipes	Ja	Aseptix	Tücher	218	Ok	Ok, gut abwaschen	2.6.16
Optisal Plus	Ja	Dr. Schumacher GmbH	5%	219	ok	Ok, gut abwaschen	15.8.16

a: Stamskin TOP und ZEN und b: Batyline

BEMERKUNG: Die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels muß in allen Fällen nachgeschlagen werden. Eine Beeinträchtigung des Polstermaterials bei Langzeitanwendung ist nicht ausgeschlossen. Bitte melden Sie uns solche Fälle.