


## Coloris de Cadre

Le revêtement du cadre est disponible en trois coloris différents:

- gris clair (RAL 7035),
- aluminium blanc (RAL 9006),
- blanc pur (RAL 9010).

La peinture de haute qualité offre une finition brillante, est facile à nettoyer et résistante à l'usage répété de désinfectants.



*Note: Pour des raisons techniques, de légères variations de couleur sont possibles.*

Un coloris différent (commande spéciale) est possible moyennant un supplément et sous réserve de dispositions préalables. Dans ce cas, veuillez nous informer de la nuance RAL souhaitée.