

Coloris de Sellerie

Les cuirs synthétiques de haute qualité utilisés pour le revêtement de nos produits, se caractérisent par leur durabilité, longévité, leur résistance à la traction, facilité de nettoyage et résistance à l'usage répété des désinfectants. Nous vous proposons une sélection de couleurs des lignes VOWAled Pisa (Vowalon) et MEDISTAT (Cotting/Griffine).



Le cuir synthétique doit être nettoyé avec une brosse douce et une solution de savon doux (liquide vaisselle disponible dans le commerce, pas de produits de nettoyage avec des solvants organiques). Après le nettoyage, toujours bien rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux.

Nous offrons en outre la possibilité d'utiliser d'autres couleurs ou d'autres marques de cuir synthétique que nos produits standard. Les matériaux correspondants devront nous être envoyés après entente préalable.

Le cuir synthétique électriquement conducteur (avec contact à la terre sur le cadre) est disponible moyennant un supplément de prix. Par contre, il est inclus dans le prix des tables d'opération et des tables multifonctions.