

Tables de phlébologie en trois plans AGA-PHLEBO-LIFT & AGA-PHLEBO-MAT

Les tables AGA-PHLEBO-LIFT ont été développées spécifiquement pour les besoins de la phlébologie. L'objectif est, grâce aux possibilités de réglage motorisé de la hauteur et de l'inclinaison, aux accessoires spécifiques et à la facilité d'utilisation, d'assister le médecin et le personnel médical pour faciliter un traitement efficace des patients.

Ces tables basculantes sont disponibles avec une construction en deux ou trois plans. La table de phlébologie AGA-PHLEBO-LIFT en trois plans (Réf. VEKO-1060/3EE) est également disponible sans réglage de la hauteur. Appelé AGA-PHLEBO-MAT (Réf. VEKO-1062/3E), ce modèle offre une hauteur fixe et un réglage électrique de l'inclinaison. Le réglage de la hauteur ne peut pas être ajouté ultérieurement.

Les tables pour le traitement des maladies veineuses AGA-PHLEBO-LIFT et AGA-PHLEBO-MAT en trois plans peuvent être converties en un fauteuil d'examen de gynécologie, rectoscopie ou proctologie en quelques secondes, simplement en relevant le dossier réglable par vérin à gaz et en rabaisant la section de pieds.



1 VEKO-1060/3EE

	AGA-PHLEBO-LIFT	AGA-PHLEBO-MAT
Référence	VEKO-1060/3EE	VEKO-1062/3E
Photo(s)	1, 2	3
Prix		
Cadre	Laqué	
Longueur (mm) - Dossier/siège/pieds	1900 1020/365/465	
Largeur (mm)	620 (680 avec rails normalisés)	
Réglage hauteur (mm)	730-930 (électrique)	—
Hauteur fixe (mm)	—	930
Surface de table	3 plans	
Épaisseur sellerie (mm)	64	
Charge maximale (kg)	150	
Réglage inclinaison	-20° / +74°	
Réglage dossier	+30° (ressort à gaz)	
Réglage jambes	Par repli vers le bas	
Support rouleau papier	P-2065/A	
Accessoires	Pages 40-41	



2 VEKO-1060/3EE



3 VEKO-1062/3E

Vous trouverez les descriptions complètes de ces produits, ainsi que les options et accessoires disponibles aux pages 36, 40-41 de notre catalogue (No. 42) et en ligne sur www.agasan.com.