

Röntgentische mit Akku-Antrieb AGA-AKKU-POWER-LIFT und AGA-AKKU-POWER-DUO-LIFT

Die elektromotorisch verstellbaren Röntgentische AGA-POWER-LIFT (Höhenverstellung) und AGA-POWER-DUO-LIFT (Höhen- und Neigungsverstellungen) sind speziell für den Einsatz im Röntgenbereich entwickelt worden. Vorne am Fußgestell wurde auf eine Längsverstrebung verzichtet. Aus diesem Grund ist der Einsatz eines C-Bogens problemlos möglich. Diese beiden Röntgentisch-Varianten sind jetzt auch mit Akku-Antrieb erhältlich.

Wir präsentieren Ihnen die neuen Röntgentische AGA-AKKU-POWER-LIFT (Höhenverstellung) und AGA-AKKU-POWER-DUO-LIFT (Höhen- und Neigungsverstellungen).

Die detaillierten Produktinformationen sowie die weiteren Eigenschaften, Optionen und das gegen Aufpreis lieferbare Zubehör sind in unserer neuen Katalogausgabe 42 beschrieben, auf den Seiten 24-27.



1 RGL-1065/NAC, PAL-190-65, LR/Z-125 (H : 620-1020 mm)



2 RGL-1065/NAC, LR/Z-125 (H : 620-1020 mm)

	AGA-AKKU-POWER-LIFT		AGA-AKKU-POWER-DUO-LIFT	
Bestellnummer	RGL-1065/AC	RGL-1080/AC	RGL-1065/NAC	RGL-1080/NAC
Abbildung(en)	ohne Abb.		in 1, 2	
Preis (EUR)				
Länge (mm)	1900		1900	
Liegefläche	1-teilig		1-teilig	
Liegefläche 2-teilig (500/1400 mm)	RGL-1065/KAC	RGL-1080/KAC	RGL-1065/NKAC	RGL-1080/NKAC
Breite (mm)	650	800	650	800
Höhenverstellung (mm)	460-860		460-860	
Neigungsverstellung	-		17°	
Verstellmechanismus	Akku-Antrieb, per Handschalter, mit zwei Tasten (auf und ab)		Akku-Antrieb, per Handschalter, mit sechs Tasten, für die gleichzeitige Höhen- und Neigungsverstellung	
Belastbarkeit (kg)	150		150	
Batteriemodul	BMEAC		BMEAC	
Papierrollenhalter	P-2065/A	P-2080/A	P-2065/A	P-2080/A
Zubehör	Katalogseite 27		Katalogseite 27	