

MRT Patienten-transportliegen

Diese nur sehr leicht magnetischen Edelstahlliegen finden ihren Einsatz als Patiententransportliegen im Bereich der Magnetresonanz (MRT, kurz auch MR). Sie sind geeignet für alle MR-Systeme bis 7 Tesla.

Die MRT-Patiententransportliegen können sicher unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- statisches Magnetfeld von maximal 7 Tesla oder geringer,
- mit zusätzlich einem räumlichen Gradienten von maximal 7 T/m oder geringer,
- die Liege darf in Schieberichtung zum Magneten mit der Kopfstirnseite/Fußstirnseite die Grenzlinie von 7 T/m nicht überschreiten.

Eigenschaften

- Die MRT-Transportliegen mit und ohne Seitengitter sind mit vier leicht laufenden Rädern (Ø 100 mm) ausgestattet (alle vier in Lauf- und Drehrichtung feststellbar), die Ihnen einen mühelosen Patiententransport garantieren.
- Stufenlos verstellbares Kopfteil bis zu +40° per Klemmstangenmechanismus.
- Polsterstärke des Kopfteils und der Liegefläche 64 mm.
- Belastbarkeit 200 kg.
- Die Transportliege ist ohne zusätzlichen Aufpreis in den Höhen 650, 700, 750 und 800 Millimeter erhältlich. Geben Sie bei der Auftragserteilung keine Liegenhöhe an, erfolgt die Lieferung in 650mm Höhe.
- Breite 650 mm (Bestell-Nr. U-3065/LRVA und AWL-3065/VA) oder 800 mm (Bestell-Nr. EKG-3080 und AWL-3080/VA/LRVA).

Zubehör

- Infusionsständer, Länge 1700 mm, mit vier Haken und entsprechender Befestigungskloben (kann auf der linken und rechten Seiten am Polsterrahmen angeschraubt werden), Bestell-Nr. INF-1720/VA
- Papierrollenhalter, Bestell-Nr. P-3050/A (für Liegenbreite 650 mm), oder P-3070/A (800 mm), mit Anbausätzen am Fußende (nicht nachrüstbar).



Optionen

Für den sicheren Patiententransport sind die MRT-Liegen auch mit Seitengittern lieferbar. Damit die MRT-Liegen von beiden Seiten benutzt werden können, lassen sich die Gitter (800 x 250 mm, LxH) je nach Bedarf, nach oben bzw. unten zeigend, durch einen einfachen Drehmechanismus verstellen.



Bestellnummer	U-3065/LRVA	EKG-3080/LRVA	AWL-3065/VA	AWL-3080/VA
Abbildung(en)	1	ähnl. 1	2, in 3	ähnl. 2
Breite (mm)	650	800	650 (795 mit Seitengittern)	800 (975 mit Seitengittern)
Länge (mm)	1900 (500/1400)			
Höhe (mm)	650/700/750/800			
Laufrollen	Ø 100 mm, alle vier mit Feststeller (Ø 125 mm gegen Aufpreis auch lieferbar)			
Seitengitter	-		800x250 (LxH), drehbar	