

(OP-)Drehhocker mit Fußauslösung

Die Angebotspalette unserer Drehhocker (mit Handhebelauslösung) haben wir um Varianten mit Fußauslösung erweitert. Die Drehhocker mit Fußauslösung, zusätzlich ausgestattet mit elektrisch leitfähigen Doppelrollen und elektrisch leitfähigem Kunstlederbezug, sind insbesondere im OP-Bereich einsetzbar.



1 DHFA-2000/LEIT



2 DHFA-2000

OP-Drehhocker DHFA-2000/LEIT

- poliertes fünfarmiges Aluminium-Fußkreuz, Ø 610 mm
- mit gebremsten elektrisch leitfähigen Doppelrollen (serienmäßig weiche Rollen)
- Sitzteil Ø 380 mm, Polsterstärke 75 mm
- Sitzpolster mit elektrisch leitfähigem Kunstleder (Farbe schwarz) bezogen
- Sitzteilhöhenverstellung per Fußauslösung ca. 460-580 mm
- Fußauslösung Ø 300 mm
- Belastbarkeit bis 140 kg
- Eigengewicht ca. 9 kg

Drehhocker DHFA-2000

- poliertes fünfarmiges Aluminium-Fußkreuz, Ø 610 mm
- mit gebremsten Doppelrollen (serienmäßig für weichen Boden)
- Sitzteil Ø 380 mm, Polsterstärke 75 mm
- Sitzpolster mit Kunstleder bezogen (21 verschiedene Farben zur Auswahl)
- Sitzteilhöhenverstellung per Fußauslösung ca. 460-580 mm
- Fußauslösung Ø 300 mm
- Belastbarkeit bis 140 kg
- Eigengewicht ca. 9 kg

Foto	Bestellnummer	Verstellbereich (mm)	Alu-Fußkreuz		Preise (EUR)
			Poliert		
1	DHFA-2000/LEIT	460-580	x		
2	DHFA-2000	460-580	x		