

(OP-)Drehstühle mit Fußauslösung

Die Angebotspalette unserer Drehstühle (mit Handhebelauslösung) haben wir um Varianten mit Fußauslösung erweitert. Die Drehstühle mit Fußauslösung, zusätzlich ausgestattet mit elektrisch leitfähigen Doppelrollen und elektrisch leitfähigem Kunstlederbezug, sind insbesondere im OP-Bereich einsetzbar.



1 DSFA-2000/RLLEIT

OP-Drehstuhl DSFA-2000/RLLEIT

- poliertes fünfarmiges Aluminium-Fußkreuz, Ø 610 mm
- mit gebremsten elektrisch leitfähigen Doppelrollen (serienmäßig weiche Rollen)
- Sitzteil Ø 380 mm, Polsterstärke 75 mm
- Sitzpolster und Rückenlehne mit elektrisch leitfähigem Kunstleder (Farbe schwarz) bezogen
- 3° Sitzneigung zur Rückenlehne
- verstellbare Rückenlehne
- Sitzteilhöhenverstellung per Fußauslösung ca. 490-610 mm
- Fußauslösung Ø 300 mm
- Belastbarkeit bis 140 kg, Eigengewicht ca. 10 kg



2 DSFA-2000/RL

Drehstuhl DSFA-2000/RL

- poliertes fünfarmiges Aluminium-Fußkreuz, Ø 610 mm
- mit gebremsten Doppelrollen (serienmäßig für weichen Boden)
- Sitzteil Ø 380 mm, Polsterstärke 75 mm
- Sitzpolster und Rückenlehne mit Kunstleder bezogen (21 verschiedene Farben zur Auswahl)
- 3° Sitzneigung zur Rückenlehne
- verstellbare Rückenlehne
- Sitzteilhöhenverstellung per Fußauslösung ca. 490-610 mm
- Fußauslösung Ø 300 mm
- Belastbarkeit bis 140 kg
- Eigengewicht ca. 10 kg

Foto	Bestellnummer	Verstellbereich (mm)	Alu-Fußkreuz	Preise (EUR)
			Poliert	
1	DSFA-2000/RLLEIT	490-610	x	
2	DSFA-2000/RL	490-610	x	