

Kardiologische Kipptische

Für die Kipptischuntersuchung, ein Untersuchungsverfahren in der Humanmedizin (beurteilt wird der Blutdruck von Patienten bei Lageänderungen) sind die Venenbehandlungsliegen umkonstruiert worden. Diese kardiologischen Kipptische sind in zwei Varianten erhältlich: **ohne Echo-Ausschnitt** (Bestell-Nr. KT-1062/E und KT-1060/EE) und **mit einem Echo-Ausschnitt** (Bestell-Nr. EKAT-1062/E und EKAT-1060/EE).

Die detaillierten Produktinformationen sowie die weiteren Eigenschaften, Optionen und das gegen Aufpreis lieferbare Zubehör sind in unserer Katalogausgabe 42 (Seiten 38 und 40-41) und auf unserer Webseite www.agasan.com beschrieben.



1 EKAT-1060/EE, LR/Z-50



2 KT-1060/EE, LR/Z-50, WM-30

Bestellnummer	KT-1060/EE	KT-1062/E	EKAT-1060/EE	EKAT-1062/E
	ohne Echo-Ausschnitt		mit Echo-Ausschnitt	
Abbildung(en)	in 2	3	in 1	ähnl. 1
Preis (EUR)				
Rahmen	Lack			
Länge (mm) Kopfteil/Liegefläche	1900 500/1400			
Breite (mm)	620 (680 mit OP-Schienen)			
Höhenverstellung (mm)	730-930 (Elektr.)	–	730-930 (Elektr.)	–
Feste Höhe (mm)	–	730	–	730
Echo-Ausschnitt (mm)	–		300x250 (LxB)	
Liegefläche	2-teilig			
Polsterstärke (mm)	64			
Belastbarkeit (kg)	150			
Kippverstellung	-20° / +74°			
Kopfteilverstellung	+40° (Klemmstangen)			
Papierrollenhalter	P-2065/A			
Weiteres Zubehör	Seiten 40-41			



3 KT-1062/E