

Dreiteilige Phlebologieliegen AGA-PHLEBO-LIFT & AGA-PHLEBO-MAT

Die Venenbehandlungsliegen AGA-PHLEBO-LIFT wurden speziell für die Anforderungen der Phlebologie entwickelt. Zielsetzung war es, durch die elektromotorischen Verstellmöglichkeiten (in Höhe und Neigung), dem fachspezifischen Zubehör und die einfache Handhabung, Arzt und Arzthelfer zu entlasten und eine schnelle Behandlung der Patienten zu gewährleisten.

Die Venenbehandlungsliegen sind mit einem zwei- und dreiteiligen Polsteraufbau lieferbar. Der dreiteilige AGA-PHLEBO-LIFT (Bestell-Nr. VEKO-1060/3EE) ist auch ohne Höhenverstellung verfügbar. Der so genannte AGA-PHLEBO-MAT (Bestell-Nr. VEKO-1062/3E) hat eine feste Arbeitshöhe ist nur in der Neigung elektromotorisch verstellbar. Die Höhenverstellung ist nicht nachrüstbar.

Die dreiteiligen Venenbehandlungsliegen sind mit ein paar Handgriffen (Anstellen des Rückenteils per Gasdruckfeder, Abklappen des Fußteils per Steckbolzen) in wenigen Sekunden auch zu einem gynäkologischen, rektoskopischen bzw. proktologischen Untersuchungsstuhl umrüstbar.



1 VEKO-1060/3EE

	AGA-PHLEBO-LIFT	AGA-PHLEBO-MAT
Bestellnummer	VEKO-1060/3EE	VEKO-1062/3E
Abbildung(en)	1, 2	3
Preis (EUR)		
Rahmen	Lack	
Länge (mm)	1900	
Kopf- /Sitz- /Fußteil	1020/365/465	
Breite (mm)	620 (680 mit OP-Schienen)	
Höhenverstellung (mm)	730-930 (Elektromotor)	—
Feste Höhe (mm)	—	930
Liegefläche	3-teilig	
Polsterstärke (mm)	64	
Belastbarkeit (kg)	150	
Kippverstellung	-20° / +74°	
Rückenteilverstellung	+30° (Gasdruckfeder)	
Beinteilverstellung	durch Steckbolzen abklappbar	
Papierrollenhalter	P-2065/A	
Weiteres Zubehör	Seiten 40-41	



2 VEKO-1060/3EE



3 VEKO-1062/3E

Die detaillierten Produktinformationen sowie die weiteren Eigenschaften, Optionen und das gegen Aufpreis lieferbare Zubehör sind in unserer Katalogausgabe 42 (Seiten 36 und 40-41) und auf unserer Webseite www.agasan.com beschrieben.