







# Paravents

## Paravents

Die Paravents sind ein unentbehrliches Hilfsmittel in jeder Arztpraxis und medizinischen Einrichtung. Sie können auch unter den Synonymen Sichtschutz, Stellwände, Spanische Wände, Raumtrennungen oder Faltsysteme bekannt sein.

Die Paravents werden in drei Ausführungen geliefert: ohne Laufrollen, fahrbar sowie wandmontiert mit Laufrollen. Das Gestell besteht aus eloxierten Aluminiumprofilen (Abmessungen 30x20 mm) für ein geringes Eigengewicht. Die einzelnen Flügel sind jeweils durch zwei verzinkte Paraventscharniere (lassen sich nach zwei Seiten umklappen) verbunden und sollten in einem Winkel von 135° aufgestellt werden.



1 PV-3004



2 PV-3005


Paravents				
Bestellnummer	PV-3002	PV-3003	PV-3004	PV-3005
Abbildung(en)	3	4	1	2
Preis (EUR)				
Höhe (mm)	1652	1652	1652	1652
Anzahl Flügel	2	3	4	5
Eigengewicht (kg)	7,70	11,60	15,50	19,40
Abmessungen (mm)				
▪ ausgeklappt (Länge)	1130	1690	2250	2810
▪ zusammengeklappt (LxT)	605x56	605x82	605x105	605x120



3 PV-3002



4 PV-3003



5 Farbauswahl für Paraventplatten

# Paravents

Die Paraventflügel bestehen aus 3 mm starken, schlagfesten und leicht zu reinigenden PVC-Hartschaumplatten. Die gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur ist homogen durchgefärbt, schwer entflammbar und desinfektionsmittelbeständig.

Die Paraventflügel können auch ohne Aufpreis farblich individuell zusammengestellt werden. Bitte den Farbwunsch bei der Auftragserteilung angeben.



6 PV-3005/LR



7 PV-3003/LRWM

	Fahrbare Paravents				Wandmontierte Paravents			
Bestellnummer	PV-3002/LR	PV-3003/LR	PV-3004/LR	PV-3005/LR	PV-3002/LRWM	PV-3003/LRWM	PV-3004/LRWM	PV-3005/LRWM
Abbildung(en)	ohne Abb.	ohne Abb.	8	6	ohne Abb.	7	ohne Abb.	ohne Abb.
Preis (EUR)								
Höhe mit Laufrollen (mm)	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745
Anzahl Flügel	2	3	4	5	2,5	3,5	4,5	5,5
Eigengewicht (kg)	8,65	12,65	16,65	20,65	11,40	15,40	19,40	23,40
Abmessungen (mm)								
• ausgeklappt (Länge)	1130	1690	2250	2810	1410	1970	2530	3090
• zusammengeklappt (LxT)	605x56	605x82	605x105	605x120	605x92	605x118	605x131	605x146
Doppelrollen (Ø 65 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Fahrbare Paravents

- Die beiden äußeren senkrechten Streben sind jeweils mit einem drehbaren Aluminium-Querausleger versehen. An jedem Querausleger befinden sich eine nicht feststellbare und eine feststellbare Doppelrolle.
- An den innen liegenden Flügelübergängen ist jeweils eine nicht feststellbare Doppelrolle.

## Wandbefestigte Paravents auf Rollen

- Zum Lieferumfang eines wandbefestigten Paravents gehören eine Aluminium-Schiene mit entsprechenden Befestigungsschrauben und Dübeln.
- An der äußeren senkrechten Strebe ist ein drehbarer Aluminium-Querausleger.



8 PV-3004/LR

# Sonstige Praxishelfer

## Fußauftritte

Die Fußauftritte sind in zwei Gestellbeschaffenheiten (Chrom/Edelstahl) und mit einer oder zwei Stufen erhältlich. Die Gestelle bestehen aus Quadratrohrprofilen (20x20 mm). Die Trittplatten sind aus Polyethylen und haben eine rutschhemmende Oberfläche.



1 FA-3000/1



2 FA-2000/2


Bestellnummer	FA-2000/1	FA-2000/2	FA-3000/1	FA-3000/2
Abbildung(en)	ähnl. 1	2	1	ähnl. 2
Preis (EUR)				
Einstufig	✓	—	✓	—
Zweistufig	—	✓	—	✓
Höhe der Stufe(n) (mm)	240	220 440	240	220 440
Gestell	Chrom		Edelstahl	
Belastbarkeit (kg)	150		150	
Abmessungen der Trittplatten (mm)	490x320x15 (BxTxH)		490x320x15 (BxTxH)	

## Infusionsflaschenhalter

Die Infusionsflaschenhalter sind in zwei Varianten (mobile und fest montierte Ausführung) verfügbar. Der mobile Infusionsflaschenhalter hat die Bestell-Nr. INF-20215. Der Infusionshalter, Bestell-Nr. IWH-2045, ist für die Montage an der Wand bestimmt.



3 INF-20215



4 IWH-2045

Bestellnummer	INF-20215	IWH-2045
Abbildung(en)	3	4
Preis (EUR)		
Länge (mm)	1350-2150	505 (620 mit Becher)
Fünfarmiges Fußkreuz mit fünf Doppelrollen (von denen zwei elektrisch leitfähig und feststellbar sind)	Aluminium Ø 630 mm	—
Gestell	Chrom	Chrom
Flaschenhaken	4	2
Belastbarkeit je Haken (kg)	2	2
Höhenverstellbarkeit vom Flaschenkreuz (mm) über eine Schraubverriegelung	1350-2150	—
Kunststoffabtropfbecher mit Halter	✓	✓
Laufrollen (Ø 50 mm)	✓	—
Befestigungsmaterial zur Wandmontage	—	Dübel und Schrauben

## Sonstige Praxishelfer

### Schränke und Schrankwagen

Die Schränke, Schrank- und Vielzweckwagen sind unentbehrliche Helfer in jeder ärztlichen oder medizinischen Praxiseinrichtung, da sie als mobile Ablage eingesetzt werden können. Die Korpusse und die Schrankblenden bestehen aus weißen 16 mm starken melaminbeschichteten Platten.



1 SW-470/2, SW-470/3, U-1065



2 UF-580/2



3 HB-580/3MBG

Bestellnummer	SW-470/2	SW-470/3	UF-580/2	UF-580/3	HB-580/2	HB-580/3
Abbildung(en)	in 1	in 1	2	ähnl. 2	ähnl. 3	ähnl. 3
Preis (EUR)						
Abmessungen (mm) inkl. Blenden/Griffe und Laufrollen	600x540x550 (BxTxH)		400x538x570 (BxTxH)		400x538x570 (BxTxH)	
Breite der Blenden (mm)	557		433		433	
Laufrollen (Ø 50 mm, weiß)	✓		✓		✓	
Zwei Schubladen	✓	–	✓	–	✓	–
Drei Schubladen	–	✓	–	✓	–	✓
Sitzpolster/Blenden mit Kunstleder bezogen (wie die Universalliegen)	–		✓		–	
Blenden mit blanken Griffen	✓		–		HB-580/2MBG	HB-580/3MBG
10 mm hoher Rand auf drei Seiten	✓		–		✓	

### Vielzweckwagen

Bestellnummer	VZW-1062
Abbildung	4
Preis (EUR)	
Gestell	Lack
Doppelrollen (Ø 75 mm)	✓
Abmessungen (mm) inkl. 30 mm vorstehendem Griff	620x530x735 (BxTxH)
Abmessungen der Ablage-platten (mm)	580x460 (BxT)
Höhen der Ablageplatten (mm)	225/665
Schublade mit verchromten Handgriff	✓

### Weitere Eigenschaften

- Das Gestell der Vielzweckwagen besteht aus verschweißtem Vierkantstahlrohr, Reinweiß RAL9010 lackiert (wenn bei Auftragserteilung keine andere Farbe angegeben wird, S. Seite 4).
- Der Vielzweckwagen wird komplett vormontiert geliefert. Es sind lediglich noch die vier schwarzen Polyamid Doppelrollen in die entsprechenden Hülsen einzustecken.



4 VZW-1062