





Paravents

Paravents

Les paravents médicaux pliants, ou écrans de séparation, sont des outils indispensables à tout cabinet, établissement médical, clinique ou encore hôpital.

Ils sont disponibles en trois versions: fixes sans roulettes, mobiles sur roulettes or pour montage mural sur roulettes. Le châssis tubulaire robuste est en aluminium anodisé profilé (30x20 mm) offrant un poids minimum du produit. Les panneaux sont joints entre eux par deux charnières galvanisées qui peuvent être pliées dans les deux sens.

Pour raisons de sécurité et de stabilité, un angle d'environ 135° doit être maintenu entre les panneaux à tout moment.



1 PV-3004



2 PV-3005


	Paravents			
Référence	PV-3002	PV-3003	PV-3004	PV-3005
Photo(s)	3	4	1	2
Prix				
Hauteur (mm)	1652	1652	1652	1652
Nombre de panneaux	2	3	4	5
Poids (kg)	7,70	11,60	15,50	19,40
Dimensions (mm)				
▪ Etiré (longueur)	1130	1690	2250	2810
▪ Plié (Long. x épaisseur)	605x56	605x82	605x105	605x120



3 PV-3002



4 PV-3003



5 Choix de couleurs pour les panneaux des paravents

Paravents

Les panneaux légers en mousse rigide PVC de 3 mm d'épaisseur, sont résistant aux chocs et facile à nettoyer. La structure de la mousse micro-cellulaire est de couleur uniforme, ignifuge et résistante à l'utilisation répétée de désinfectants.

Les panneaux sont disponibles au choix dans les couleurs présentées ci-dessous (blanc, jaune, vert, bleu, rouge, gris et noir), sans supplément de prix. Les couleurs peuvent être combinées entre elles dans l'ordre que vous souhaitez (à préciser à la commande).



6 PV-3005/LR



7 PV-3003/LRWM

	Paravents mobiles sur roulettes				Paravents pour montage mural			
Référence	PV-3002/LR	PV-3003/LR	PV-3004/LR	PV-3005/LR	PV-3002/LRWM	PV-3003/LRWM	PV-3004/LRWM	PV-3005/LRWM
Photo(s)	Non illustré	Non illustré	8	6	Non illustré	7	Non illustré	Non illustré
Prix								
Hauteur totale (mm)	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745	1745
Nombre de panneaux	2	3	4	5	2,5	3,5	4,5	5,5
Poids (kg)	8,65	12,65	16,65	20,65	11,40	15,40	19,40	23,40
Dimensions (mm)								
▪ Étiré (longueur)	1130	1690	2250	2810	1410	1970	2530	3090
▪ Plié (Long. x épaisseur)	605x56	605x82	605x105	605x120	605x92	605x118	605x131	605x146
Roulettes (Ø 65 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Paravents mobiles sur roulettes

- Chacun des deux panneaux extérieurs est équipé d'une barre transversale pivotante en aluminium qui comporte une roulette verrouillable et une roulette non-verrouillable.
- A la jonction des panneaux intérieurs se trouve une roulette non-verrouillable.

Paravents muraux sur roulettes

- Le prix indiqué comprend un rail en aluminium avec vis et chevilles pour le montage mural.
- Le bas du panneau extérieur est équipé d'une barre transversale pivotante en aluminium.



8 PV-3004/LR

Autre mobilier médical

Marchepieds

Nos marchepieds sont disponibles avec deux options de structure au choix (chrome ou acier inoxydable) et avec une ou deux marches. Le cadre est fait de tubes profilés carrés de dimensions 20x20 mm. Le plateau antidérapant des marches est en mousse polyuréthane (PU) enduite, de couleur noire.



1 FA-3000/1



2 FA-2000/2

Référence	FA-2000/1	FA-2000/2	FA-3000/1	FA-3000/2
Photo(s)	similaire 1	2	1	similaire 2
Prix				
Une marche	✓	—	✓	—
Deux marches	—	✓	—	✓
Hauteur de la/des marche(s) en mm	240	220 440	240	220 440
Structure	Chrome		Acier inoxydable	
Charge maximale (kg)	150		150	
Dimensions des plateaux (mm)	490x320x15 (LxIxH)		490x320x15 (LxIxH)	

Supports à perfusion/Porte-sérum

Les supports à perfusion sont disponibles en deux versions: mobile sur roulettes et pour montage mural. Le pôle à perfusion mobile porte la référence INF-20215. Le porte-sérum (Référence IWH-2045) est prévu pour un montage mural.



3 INF-20215



4 IWH-2045

Référence	INF-20215	IWH-2045
Photo(s)	3	4
Prix		
Longueur (mm)	1350-2150	505 (620 avec flacon)
Base à 5 branches avec roulettes doubles (dont deux antistatiques et verrouillables)	Aluminium Ø 630 mm	—
Cadre	Chrome	Chrome
Crochets de sécurité porte-sérum	4	2
Charge max. par crochet (kg)	2	2
Réglage en hauteur de la tige du pied à perfusion, avec une vis de serrage	1350-2150 mm	—
Flacon compte-goutte en plastique avec support	✓	✓
Roulettes (Ø 50 mm)	✓	—
Matériaux de fixation pour montage mural	—	Chevilles et vis

Autre mobilier médical

Meubles à tiroirs

Les unités à tiroirs, fixes ou mobiles et le chariot mobile multi-usages (voir plus bas) offrent un rangement polyvalent pour les fournitures et l'équipement médical. Les panneaux des côtés et les façades des tiroirs sont faits de plaques de mélamine blanche de 16 mm d'épaisseur.



1 SW-470/2, SW-470/3, U-1065



2 UF-580/2



3 HB-580/3MBG

Référence	SW-470/2	SW-470/3	UF-580/2	UF-580/3	HB-580/2	HB-580/3
Photo(s)	Dans 1	Dans 1	2	Similaire 2	Similaire 3	Similaire 3
Prix						
Dimensions (mm) incl. façade du/des tiroir(s), poignée et roulettes	600x540x550 (LxlxH)		400x538x570 (LxlxH)		400x538x570 (LxlxH)	
Largeur façade du tiroir (mm)	557		433		433	
Roulettes (Ø 50 mm, blanches)	✓		✓		✓	
Deux tiroirs	✓	–	✓	–	✓	–
Trois tiroirs	–	✓	–	✓	–	✓
Padded seat and front upholstered with the same synthetic leather as the table	–		✓		–	
Façades tiroirs avec poignée métal	✓		–		HB-580/2MBG	HB-580/3MBG
Rebord vers le haut de 10 mm, sur trois côtés	✓		–		✓	

Chariot multi-usages

Référence	VZW-1062
Photo	4
Prix	
Cadre	Laqué
Roulettes (Ø 75 mm)	✓
Dimensions (mm) incl. poignée de 30 mm d'épaisseur	620x530x735 (WxDxH)
Dimensions des étagères (mm)	580x460 (Lxl)
Hauteur des étagères (mm)	225/665
Tiroir avec poignée chromée	✓

Autres caractéristiques

- Le cadre du chariot multi-usages est fait de tube d'acier rectangulaire soudé, laqué en RAL9010 blanc pur (sauf si une autre couleur est spécifiée à la commande, voir p. 4).
- Le chariot multi-usages est livré pré-assemblé, avec quatre roulettes doubles en polyamide noir à insérer dans les manchons correspondants.



4 VZW-1062