

AGA

Sanitätsartikel

Déclaration de Compatibilité Produits IRM

Fabricant : AGA Sanitätsartikel GmbH
Löhner Strasse 198b
D-32584 Löhne, Allemagne

Produits : Tables de transport de patients pour IRM



Nous déclarons par la présente que les produits médicaux mentionnés ci-dessus ont été testés de manière indépendante et sont compatibles avec les systèmes d'IRM **jusqu'à 7 Tesla**.

Références : U-3065/LRVA, EKG-3080/LRVA, AWL-3065/VA, AWL-3080/VA

Les tables de transport de patients pour IRM peuvent être utilisées en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- un champ magnétique statique de 7 Tesla maximum ou moins, et
- un gradient spatial supplémentaire de 7 T/m maximum ou moins,
- la table ne doit pas dépasser la ligne limite de 7 T/m avec l'extrémité tête/pied dans la direction de mouvement vers l'aimant.

Références : H-U 3065/Y 980LRVA, H-EKG 3080/Y 980LRVA, H-AWL 3065/Y 980VA, H-AWL 3080/Y 980VA

Les tables de transport de patients pour IRM à réglage hydraulique de la hauteur peuvent être utilisées en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- un champ magnétique statique de 7 Tesla maximum ou moins,
- un gradient spatial supplémentaire de 10 T/m maximum ou moins,
- la table ne doit pas dépasser la ligne limite de 10 T/m avec l'extrémité tête/pied dans la direction de mouvement vers l'aimant.

Date : 8 novembre 2023

Signature : Achim Walter
Directeur général



AGA Sanitätsartikel GmbH
Löhner Strasse 198b | D-32584 Löhne
T: +49 (0)5731 82283 | F: +49 (0)5731 81976
info@agasan.com | www.agasan.com