

AGA

Sanitätsartikel

Kompatibilitätserklärung für MR Produkte

Hersteller: AGA Sanitätsartikel GmbH
Löhner Straße 198b
32584 Löhne, Deutschland

Produkte: MRT-Patiententransportliegen



Wir erklären hiermit, dass die oben genannten Medizinprodukte von unabhängiger Seite getestet wurden und mit MR-Systemen **bis zu 7 Tesla** kompatibel sind.

Bestellnummern: U-3065/LRVA, EKG-3080/LRVA, AWL-3065/VA, AWL-3080/VA

Die MRT-Patiententransportliegen können sicher unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- statisches Magnetfeld von maximal 7 Tesla oder geringer,
- mit zusätzlich einem räumlichen Gradienten von maximal 7 T/m oder geringer,
- die Liege darf in Schieberichtung zum Magneten mit der Kopfstirnseite/Fußstirnseite die Grenzlinie von 7 T/m nicht überschreiten.

Bestellnummern: H-U 3065/Y 980LRVA, H-EKG 3080/Y 980LRVA, H-AWL 3065/Y 980VA, H-AWL 3080/Y 980VA

Die hydraulisch höhenverstellbaren MRT-Patiententransportliegen können sicher unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- statisches Magnetfeld von maximal 7 Tesla oder geringer,
- mit zusätzlich einem räumlichen Gradienten von maximal 10 T/m oder geringer,
- die Liege darf in Schieberichtung zum Magneten mit der Kopfstirnseite/Fußstirnseite die Grenzlinie von 10 T/m nicht überschreiten.

Datum: 8. November 2023

Unterschrift: Achim Walter
Geschäftsführer

AGA Sanitätsartikel GmbH
Löhner Strasse 198b | D-32584 Löhne
T: +49 (0)5731 82283 | F: +49 (0)5731 81976
info@agasan.com | www.agasan.com